



みみのおたより

NO.4

イヤモールド きれいですか？

蒸し暑い日が続いています。みなさん、毎日お風呂で身体をきれいにしていますね。毎日つけているイヤモールドはきれいですか？ 補聴器を外した時に、臭うことはありませんか？

しばらく掃除をしないと、耳垢でイヤモールドの穴が詰まり、音が聞こえにくくなる原因にもなります。少しでも汚れていれば、ティッシュや布でふき取るように習慣づけておくことが一番です。

もしも汚れが硬くなって取りにくい場合は、次のようにしてきれいにしましょう。

①ぬるま湯に10分程度漬けておく



①ぬるま湯(36~38℃くらい)に入れて10分程度待つ。

※熱すぎるとイヤモールドが変形する恐れがあるので要注意!!



②耳垢が柔らかくなってから、ブロー（手動で空気を出すもの：100円ショップのOA機器コーナーにあります!!）で汚れと水分を一気に吹き飛ばす。



②汚れと水分を吹き飛ばす



←ブロー

③乾いたティッシュや布で軽く拭き、補聴器乾燥機に入れて、しっかりと水分や湿気をとばす。



※ ドライヤーは使わないでね

③水分を拭いてからしっかりと乾燥させる

イヤモールドをきれいにする習慣をつけましょう。

例えば・・・★毎日、お風呂に入るときに、汚れを拭き取る。

★曜日を決めて、週1回はぬるま湯で洗う。

家庭で一番やりやすい方法を話し合い、清潔に使えるようにしましょう。